

## Productinformatie Wondbehandeling

PRODUCT INFORMATIE	EIGENSCHAPPEN	AANDACHTSPUNTEN
<b>Alginaat</b> Kaltostat Urgosorb	Uit zeewier gemaakt Hoge absorptiecapaciteit. Neemt debris op in verband Reinigende werking  Laten zitten tot verzadigd. Wordt gel in aanraking met wondvocht Hemostatische werking Pijn en geurreductie Secundair verband nodig Voor oppervlakkige en diepe wonden	Verband losjes in wond maar <u>binnen</u> wondranden Uitspoelen onder douche/kraanwater <b>Cave:</b> maceratie, daarom wondrandbescherming <b>Cave:</b> verzadiging is als het exsudaat door het secundair verband heen komt  Secundair: abs verband Verbandwissel: 1x per 3 dagen, indien nodig vaker (verzadigd)
<b>Antiseptische middelen</b> Eusol natriumhypochloriet smeersel	Emulsie drenken in gazen Heeft een breed werkingsspectrum Heeft een afbrekende werking op dood weefsel en een desinfecterend bacteriedodende werking	Gebruik 2x daags Schud de fles goed om. In Eusol gedrenkte gazen op wondbodem. Wondrandbescherming noodzakelijk Afdekken met secundair verband Bewaren in koelkast
<b>Enzym alginogel</b> Flaminal Hydro	Antimicrobieel Hydro: bij matig exsuderende wonden Bevat alginaat	Secundair: een vet gaas + abs verband (soms schuimverband) Verbandwissel 1 tot 4 dagen (afhankelijk van mate van exsudaat) Flaminal 0,5 cm dik aanbrengen in de wond, wondbed volledig bedekken. Witte alginaat schilfers op wandrand laten zitten (is bescherming maceratie)
<b>Necrose oplosser</b> Novuxol	Breekt necrotisch weefsel af	Wondrandbescherming i.v.m. mogelijke irritatie Secundair: een vet gaas + abs verband Cave: niet gebruiken i.c.m. zinkoxide 1x per 24 uur aanbrengen Niet combineren met lokaal toegepaste antibacteriële middelen.

PRODUCT INFORMATIE	EIGENSCHAPPEN	AANDACHTSPUNTEN
<b>Hydrofiber</b> (Aquacel/ Aquacel AG)         Aquacel AG (zilver)	Hoge absorptiecapaciteit Wordt gel in aanraking met vocht Vormt zich naar wondbodem Reinigt wond actief      Anti bacterieel, bij infectie Alleen inzetten iom arts of wondverpleegkundige	Niet op maat knippen, 1 cm over wondranden (ivm krimpen) Absorptie: verticaal, hierdoor geen maceratie van wondranden Verbandwissel: 1x per 3 dagen aanhouden Verwisselen indien verzadigd  <b>Cave:</b> niet spoelen met NaCl 0.9%- zilver hierdoor onwerkzaam <b>Cave:</b> niet gebruiken bij radiotherapie en MRI, max 3 weken gebruiken.
<b>Honing</b> In gel/gaas Revamil Medihoney Gel Sheet	Antibacteriële werking Osmotische werking (onttrekt wondvocht) Breekt biofilm af	Gaas: max 2 dagen, op maat knippen Zalf: 1 x dgs : dun aanbrengen Wondrandbescherming <b>Cave:</b> kan pijnlijk zijn Kan tot 7 dagen op de wond, geeft de honing geleidelijk af. <b>Cave:</b> afdekken met goed absorberend schuimverband, anders verweking van de wond.
<b>Hydrogel</b> Duoderm Hydrogel Urgo Hydrogel Nugel	Om droge wond te bevochtigen	<b>Cave:</b> maceratie, dus wondrandbescherming 1x dgs wondbodem bedekken
<b>Schuimverband</b> UrgoTul Foam Allevyn Mepilex Polymem         <b>Schuimverband AG</b> <b>(zilver)</b>	Verticale absorptie Hoge absorptiecapaciteit Pijnloos en atraumatisch te verwijderen         Antibacterieel, bij infectie alleen inzetten i.o.m. arts of wondverpleegkundige	Wondranden ruim overlappen Moet contact maken met wondbodem Kan ook gebruikt worden als secundair verband Verbandwissel afhankelijk van vochtproductie Kan in combinatie met compressietherapie Wissel om de 2-3 dagen, wissel bij verzadiging Siliconen droogt niet in  <b>Cave:</b> niet spoelen met NaCl 0.9 % - zilver hierdoor onwerkzaam <b>Cave:</b> niet gebruiken bij radiotherapie en MRI. Bij langer dan 3 weken gebruik overleg met wondverpleegkundige <b>Cave:</b> Polymem, niet spoelen
<b>Siliconengaas</b> UrgoTul Mepitel Cuticell contact         <b>UrgoTul SSD</b>	Voor oppervlakkige als diepe wonden pijnloos en atraumatisch te verwijderen Niet verklevende wondcontactlaag         Antibacteriële werking	Mag wondranden overlappen Mag geknipt worden Uitermate geschikt bij skin tears Afdekken met secundair verband Mag 3-7 dagen blijven zitten, secundair zo nodig vaker vervangen  <b>Cave:</b> niet bij MRI en radioactieve therapie

PRODUCT INFORMATIE	EIGENSCHAPPEN	AANDACHTSPUNTEN
<b>Vetgaas</b> Cuticell Jelonet	Oppervlakkige vocht afgevendende wonden	1x per 24 uur wissel anders verkleving (indrogen) Als secundair verband over hydrogel Vet gaas of paraffine gaas zijn gazen met een fijnmazige polyester of grofmazig
<b>Hydroactief reinigend verband</b> Urigo Clean	Voor oppervlakkige diepe wonden Reinigende werking Hemostatische werking Verticale absorptie Hoge absorptie capaciteit	Katoenen structuur die voorzien zijn van een laag vaseline of paraffine Mag wondranden overlappen Mag geknipt worden Verbandwissel 2-4 dagen
<b>Wondrandbeschermer</b> Cavilon Cutimed (spray/crème/swabs)	Huidbeschermer Niet prikkend	Barrière crème insmeren tot de huid stug aanvoelt, niet op de beschadigde huid Gebruiken voor gevoelige huid rondom stoma Bescherming huid tegen verweken van wondvocht Behandeling van rode pijnlijke huid ontstaan door incontinentie van urine/feces
<b>Zinkolie</b>	Beschermt en droogt de huid Voor gebruik goed mengen	Bij iedere verbandwissel <b>dun</b> aanbrengen Verwijderen met zoete olie <b>Cave:</b> niet bij radiotherapie
<b>Wondreiner</b> Advacyn Prontosan	Advacyn: reduceert bacteriën, virussen, schimmels en sporen Prontosan: verwijdert debris, fibrinelagen en biofilm.	In gazen gedrenkt 10 tot 15 min in de wond Daarna wondbed actief met gaas reinigen
<b>Negatieve Druktherapie</b> VAC Renasys	Reinigen en/of granuleren m.b.v. vacuüm therapie Uitsluitend voor te schrijven door specialist	Renasys: foam of gazen VAC: zwarte foam of witte foam Wissel 1x per 3-4 dagen
<b>Huidbeschermer</b> Aldanex Proshield	Oppervlakkige wond door bv incontinentie Te gebruiken bij IAD	Bescherming tegen en behandelen van vochtletsel Mag op beschadigde huid Op basis van siliconen ruim aanbrengen

# Productenlijst Wondbehandeling

GENERIEKE NAAM	PRODUCTNAAM	FIRMA
Alginaat	Kaltostat Urgosorb (AG)	Convatec Urgo Medical
Antibacterieel verband	UrgoTul SSD Inadine zalfgaas Alle AG-varianten (zilver)	Urgo Medical Systagenix
Antiseptisch middel	Eusol	Via apotheek verkrijgbaar
Enzym Alginogel	Flaminal Hydro	Flen Pharma
Geur neutraliserend verband	Carboflex	Convatec
Honingverband	Revamil	Biologiq
Huidbeschermer	Proshield Aldanex	Smith & Nephew Biologiq
Hydrocolloïd	Duoderm Extra Thin	Convatec
Hydrofiber (AG)	Aquacel (AG)	Convatec
Hydrogel	Duoderm Hydrogel Urgo hydrogel	Convatec Urgo Medical
Necrose oplosser	Novuxol	Smith & Nephew
Negatieve Druktherapie	VAC Renasys	KCI Medical Smith & Nephew
Schuimverband	UrgoTul Foam Allevyn (AG) Mepilex (AG)	Urgo Medical Smith & Nephew Mölnlycke
Siliconen gaas	Mepitel Cuticell Contact	Mölnlycke BSN
Vet gaas	Cuticell UrgoTul	BSN Urgo Medical
Wondrandbeschermer	Cutimed Protect Cavilon Zink	BSN 3M
Wondreïniger	Advacyn Prontosan	Biologiq Braun